

MYTRONIC BOTTLE SYSTEM

für Geräteanbau mit / ohne Montagewinkel
für Geräteeinbau (Montage von unten)

GERÄTEANBAU VARIANTE MIT MONTAGEWINKEL EDELSTAHL ODER WEISS



! Hygienische Sicherheit durch das Mytronic Bottle System

- Für jede Behandlungseinheit umrüstbar
- Technische Sicherheit durch sauberes Wasser



Mytronic Bottle System

HYGIENISCHE SICHERHEIT DURCH DAS MYTRONIC BOTTLE SYSTEM

Für jede Behandlungseinheit umrüstbar:

- Montage an die Behandlungseinheit oder an die Wand mit einem Montagewinkel
- Montage in die Behandlungseinheit
- Anschluss der Wasserflasche an die Druckluft (reduziert durch einen automatischen Druckregler)

Technische Sicherheit

- Das Mytronic Bottle System ist biokompatibel.
- Die wasserführenden Schläuche sind geprüft nach DIN EN 15421*.
- Zugelassen als Medizinprodukt Klasse 1 nach MDR.
- Automatisches Stoppen der Druckluft zum Flaschenwechsel.
- Validierte Aufbereitung.
- Einfache Befüllung und Reinigung durch großen Flaschenhals.

* Verminderung des mikrobiologischen Wachstums wie z.B. von Bioschleim, Pilzen und Bakterien im Trinkwasserbereich



Beschriftung auf Kundenwunsch möglich!

die Flaschen können mittels Druck und Laser beschriftet werden.

GERÄTEINBAU VARIANTE

Zur Montage in die Behandlungseinheit



! Das Mytronic Bottle System ist ebenfalls erhältlich mit einem höheren Wasserdurchfluss zur Becherbefüllung! Für weitere Infos, sprechen Sie uns bitte an!

Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com